

CRYO COOL MAX

CRIO ADIPOCITOLISIS SELECTIVA

La aplicación por frío controlado y selectivo ha demostrado en amplios estudios su **eficacia en el tratamiento de las adiposidades localizadas**.

Un protocolo correcto en tiempo y temperatura ofrece resultados de hasta un 28% de eliminación de tejido graso por sesión.

Cryo Cool Max, se presenta como uno de los equipos más avanzados tecnológicamente.

Patente mundial *Heat-Cold*, de emisión calor-frío, con **sistema de control de presión anti-hematomas**, registro de marca CRYOLOGIE.

La combinación que garantiza un mayor número de adipocitos afectados sin daño al tejido circundante.

El sistema permite la aplicación simultánea de cuatro aplicadores, ofreciendo una alta rentabilidad y recuperación rápida de la inversión.

TERMO-CONTRASTE

Cryo Cool Max no sólo es un sistema de frío.

Su avanzada tecnología permite ampliar sus aplicaciones más allá del tejido adiposo, gracias a su sistema de Termo-Contraste provoca la vasodilatación y vasoconstricción favoreciendo la eliminación de líquidos y toxinas con efecto remodelante.



NUEVAS PRESTACIONES CRYO COOL MAX

Aplicación simultánea de 4 aplicadores
Aplicador de 120 mm (360°)
Aplicación facial (doble mentón)



VERSIÓN CRYO COOL MAX

Especificaciones electricas:	—	AC220V / 50Hz - AC110V / 60Hz
Potencia máxima:		< 450 VA
Peso:		80 Kg
Medidas:		50 x 58 x 95 (143 cm con soporte)
Aplicadores:	100 mm / 120 mm360° / 150 mm / 200 mm / 300 mm / Double Chin	
Temperatura Criolipolisis:		Hasta -11°C
Temperatura Termoterapia:		Hasta +45°C
Patente Heat-Cold®		ZL201130025860.8
Marca registrada Cryologie™		M 3102507-2

CRYO❄COOL
MAX

CRYO❄COOL
MAX

PATENTE MUNDIAL

Heat - Cold

BECO Medical
Group

DELEGACIÓN BARCELONA

C/ del Xarol 18 Local B
08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 165 32 42
Email: ventas@becomedical.com

DELEGACIÓN MADRID

C/ Los Pintores 2 Oficina 116
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 048 23 94
Email: zonacentro@becomedical.com

www.becomedical.com