

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Especificaciones eléctricas | AC 220/50HZ                                       |
| Potencia máxima de consumo  | 65 W                                              |
| Tipo de fabricación         | Clase 1. Tipo BF                                  |
| Pantalón integral           | Piernas - abdomen                                 |
| Mangueras                   | Pre-conexión pantalón                             |
| Manguitos brazos            | Opcional                                          |
| Presión máx./mín. milibares | Presión máxima 120 mBar<br>Presión mínima 30 mBar |
| Uso                         | Tipo continuo                                     |
| Corriente nominal           | 1 Amperio - Fusible tipo F                        |
| Dimensiones                 | 37 x 31 x 13 cm                                   |
| Peso                        | 14 kg                                             |



[www.esteticalineasmart.com](http://www.esteticalineasmart.com) | [www.puntodiodo.com](http://www.puntodiodo.com) | [www.tiendaesteticabm.com](http://www.tiendaesteticabm.com)



*Tienda Estética bm*



Smart PRESS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SMART PRESS

BECO MEDICAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESOTERAPIA PARA LA SALUD Y LA ESTÉTICA

**CENTRAL BECO MEDICAL**

Polígono Industrial "Les Guixeres"

C/ del Xarol, 18 Local B

08915 Badalona, (Barcelona)

Tel. 93.165.32.42

Email: [ventas@becomedical.com](mailto:ventas@becomedical.com)

**DELEGACIÓN MADRID**

Edificio Bussiness Center

C/ Los Pintores, Oficina 116

28923 Alcorcón (Madrid)

Tel: 91.048.23.94

Email: [zonacentro@becomedical.com](mailto:zonacentro@becomedical.com)



Remodelación Drenaje  
Celulitis Sistema circulatorio

# Smart PRESS



No todas las presoterapias son iguales.

La técnica del sistema de presoterapia *Smart PRESS*, ofrece versatilidad y sinergias en múltiples aplicaciones de uso, tanto en el campo de la estética como de la salud.

En ambos casos, la mejora del sistema circulatorio, eliminación de toxinas y otras sustancias metabólicas, así como la mejora del tejido conjuntivo, influye directamente en nuestra salud y aspecto estético.

## Tecnología de última generación en sistemas de presoterapia

### Celdas solapadas

El [desarrollo y evolución](#) de los sistemas de presoterapia, ha permitido solapar las celdas de inflado para el tratamiento conjunto de piernas, tórax, espalda y miembros superiores.

Su consecuencia es un [drenaje linfático más eficaz](#), evitando el estancamiento de líquidos y/o fluidos que den origen a la fatiga y problemas del sistema circulatorio, que puedan dar origen, no sólo a patologías, sino a aspectos estéticos como celulitis.

Un sistema de aplicación cómodo y eficaz

*Smart PRESS* es un tratamiento con 12 cámaras individuales, de inflado secuencial y presión variable. Pantalón completo, básico en la eficacia, desde piernas hasta abdomen.

Bloqueo de inflado abdominal para embarazos.  
Doble cierre de cremallera según volumen.  
Programas automáticos y manual profesional avanzado.  
Permite el uso de manguitos para brazo.



## Tratamiento de inflado secuencial de presión variable



### Beneficios del tratamiento Smart PRESS

La estimulación de la circulación sanguínea, proporciona un aumento de la [oxigenación celular](#), reduce la hipertensión, favorece la eliminación de toxinas, funciones linfáticas y mejora el sistema inmunológico.

Influye en la disminución de radicales libres y regeneración celular.

La relajación de la musculatura abdominal / intestinal, mejora sus funciones naturales.

La tonificación muscular y articular refuerza el tejido conectivo, disminuyendo la tensión y fatiga.

Aplicaciones estéticas Smart PRESS

La mejora del sistema circulatorio, influirá en tratamientos estéticos como [celulitis y tejido adiposo fibrosado o edematoso](#), [flaccidez](#), mejora del tejido epidérmico, dérmico e hipodérmico por aumento de la nutrición celular.

Tratamientos de pre y post-operatorio, combinación con tratamientos como Radiofrecuencia, Láser Diodo Lipolítico, Criolipolisis, Cavitación, Electroestimulación, Vacuum-terapia.



## Múltiples aplicaciones estéticas y terapéuticas

### Aplicaciones terapéuticas Smart PRESS

Extremidades inferiores con insuficiencia circulatoria leve, hematomas y arañas vasculares.

Tratamiento por disminución o carencias del sistema linfático, linfedemas, edemas por embarazo, post traumatismos.

Trastornos metabólicos como fibromialgia, artrosis, reuma. Sistema neurovegetativo, estrés, problemas gastrointestinales. Neurología, cefaleas y migrañas.

Tratamiento muscular en recuperación deportiva y tonificación muscular.

